



**1** Ingresa a [www.mdmcientifica.com](http://www.mdmcientifica.com)

**2** Clic en "Certificados de calidad"

**3** Digita el número de lote espaciando el grupo de números de las letras y clic en "Buscar"

**4** Clic sobre la imagen que aparece

**4** Listo, tienes el archivo en PDF que puedes guardar en medio magnético y así no impactar negativamente en el ambiente al ahorrar impresiones en papel

**PRODUCTO:** Agar CROMO

**Lote:** 041216278 VC1

**Fecha de Expiración:** Mar

**Tipo de producción:** Manual

**Presentación:** Kit por 20 Un

**Código:** 278

**03809**

**COMPOSICIÓN DEL MEDIO PREPARADO X 1 Litro de Agar CROMO CARBA**

Mezcla de peptonas	40,0	Agar	15,0
Mezcla cromocromática y selectiva	1,8		